

การสำรองข้อมูล (Manual Database Backup) แบบแมนนวล

SmartDrugstore Group

วิธีการ

1. Click เม้าส์ขวาที่สัญลักษณ์ไฟแดงเขียว ที่แถบทาสก์บาร์ด้านล่าง เลือก Win NT > Stop the Service
2. โฟเปลี่ยนจาก สีเขียว > สีแดง
3. Copy โฟลเดอร์ **drgstr** ที่ C:\mysql\data\drgstr
4. นาไปเก็บไว้ที่ไดร์ฟอื่นเช่น D:/ E:/ F: ที่ไม่ใช่ไดร์ฟ C และตั้ง **ว/ด/ป** ที่โฟลเดอร์ เช่น drgstr_20_May_2560
5. เลือก Win NT > Start the Service โฟเปลี่ยนจาก สีแดง > สีเขียว เปิดใช้งานซอฟต์แวร์ได้เช่นเดิม

SmartClinic 4.0 PlusX

วิธีการ

1. Click เม้าส์ขวาที่สัญลักษณ์ไฟแดงเขียว ที่แถบทาสก์บาร์ด้านล่าง เลือก Win NT > Stop the Service
2. โฟเปลี่ยนจาก สีเขียว > สีแดง
3. Copy โฟลเดอร์ **ClinicV4** ที่ C:\mysql\data\ClinicV4
4. นาไปเก็บไว้ที่ไดร์ฟอื่นเช่น D:/ E:/ F: ที่ไม่ใช่ไดร์ฟ C และตั้ง **ว/ด/ป** ที่โฟลเดอร์ เช่น ClinicV4_20_May_2560
5. เลือก Win NT > Start the Service โฟเปลี่ยนจาก สีแดง > สีเขียว เปิดใช้งานซอฟต์แวร์ได้เช่นเดิม

SmartClinic Nice BPC

วิธีการ

1. Click เม้าส์ขวาที่สัญลักษณ์ไฟแดงเขียว ที่แถบทาสก์บาร์ด้านล่าง เลือก Win NT > Stop the Service
2. โฟเปลี่ยนจาก สีเขียว > สีแดง
3. Copy โฟลเดอร์ **clncwmd** ที่ C:\mysql\data\clncwmd
4. นาไปเก็บไว้ที่ไดร์ฟอื่นเช่น D:/ E:/ F: ที่ไม่ใช่ไดร์ฟ C และตั้ง **ว/ด/ป** ที่โฟลเดอร์ เช่น clncwmd_20_May_2560
5. เลือก Win NT > Start the Service โฟเปลี่ยนจาก สีแดง > สีเขียว เปิดใช้งานซอฟต์แวร์ได้เช่นเดิม

SmartVet-C

วิธีการ


1. Click เม้าส์ขวาที่สัญลักษณ์ไฟแดงเขียว ที่แถบทาสก์บาร์ด้านล่าง เลือก Win NT > Stop the Service
2. โฟเปลี่ยนจาก สีเขียว > สีแดง
3. Copy โฟลเดอร์ **smvetC** ที่ C:\mysql\data\smvetC
4. นาไปเก็บไว้ที่ไดร์ฟอื่นเช่น D:/ E:/ F: ที่ไม่ใช่ไดร์ฟ C และตั้ง **ว/ด/ป** ที่โฟลเดอร์ เช่น smvetC_20_May_2560
5. เลือก Win NT > Start the Service โฟเปลี่ยนจาก สีแดง > สีเขียว เปิดใช้งานซอฟต์แวร์ได้เช่นเดิม

SmartDentist

วิธีการ

1. Click เม้าส์ขวาที่สัญลักษณ์ไฟแดงเขียว ที่แถบทาสก์บาร์ด้านล่าง เลือก Win NT > Stop the Service
2. โฟนเปลี่ยนจาก สีเขียว > สีแดง
3. Copy โฟลเดอร์ Dentist_Lite ที่ c:\mysql\data\ Dentist_Lite
4. นาไปเก็บไว้ที่ไดร์ฟอื่นเช่น D:/ E:/ F: ที่ไม่ใช่ไดร์ฟ C และตั้ง ว/ต/ป ที่โฟลเดอร์ เช่น Dentist_Lite_20_May_2560
5. เลือก Win NT > Start the Service โฟนเปลี่ยนจาก สีแดง > สีเขียว เปิดใช้งานซอฟต์แวร์ได้เช่นเดิม

หมายเหตุ ทาการสำรองไว้ประจำ เพื่อป้องกันการสูญหายในกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับไดร์ฟ c ท่านสามารถฟอร์แมต และติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ และนาข้อมูลที่สำรองไว้มาวางไว้ที่ตำแหน่งที่ทาการ Copy มา ซอฟต์แวร์จะสามารถทางานต่อได้ทันที หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.carecenter.worldmedic.com



ข้อมูลมีค่า อย่าลืมสำรองข้อมูลเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน – Update 15 May 2017